

RECOMANACIONS GENERALS PER AL TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE L'OXIGEN MEDICINAL

S-22



L'oxigen és un gas comburent, no inflamable i no tòxic. En ser comburent, el principal perill és que accelera i manté la combustió. En cas d'escalfament, les botelles d'oxigen medicinal en contindre un gas a pressió, podria haver-hi perill d'explosió.

Les recomanacions que es descriuen a continuació són unes recomanacions generals, sempre s'atendrà a més les recomanacions impreses tant en les botelles com en les fitxes de dades de seguretat subministrades pels fabricants i subministradors.

1. INFORMACIÓ RELATIVA AL TRANSPORT DE BOTELLES DE DOS LITRES

- ✓ Abans de carregar la botella en el vehicle, assegureu-vos que la vàlvula estiga ben tancada i no fugida.
- ✓ Transporte la botella de manera que la vàlvula i el regulador estiguen protegits enfront de possibles colps.
- ✓ La botella ha d'anar perfectament subjecta de manera que no es puga colpejar, caure, etc.
- ✓ Transporte la botella amb cura durant les operacions de manipulació d'aquesta per a dipositar-la en el lloc de transport.
- ✓ Protegiu la botella de danys materials: no l'arrossegueu, ni rodeu, ni llisqueu o la deixeu caure.
- ✓ S'ha de mantindre allunyada de fonts de calor o potencials espurnes.
- ✓ Carregueu la botella just abans d'eixir i no la deixeu en el vehicle per un espai de temps prolongat. Si es fan parades intermèdies i són de llarga durada emporteu-vos la botella. Si això no és possible, ventileu el vehicle abans d'arrancar.
- ✓ Eviteu aparcar en zones assolellades si la botella queda a l'interior del vehicle.
- ✓ Assegureu-vos la no presència de material inflamable addicional al costat de la botella.
- ✓ No manipuleu/transporteu mai la botella si teniu les mans o els guants impregnats amb greixos o oli.
- ✓ No fumeu quan es manipula o transporta la botella.
- ✓ Eviteu l'ús de telèfons mòbils al costat de la botella.
- ✓ Durant el viatge, manteniu el vehicle ben ventilat, amb aire fresc, no reciclat.

2. INFORMACIÓ RELATIVA A LA MANIPULACIÓ DE BOTELLES DE DOS LITRES

- ✓ Durant la manipulació, manteniu la botella en posició vertical.
- ✓ No forceu el regulador ni cap part de la botella, en cas de tindre problemes poseu-vos immediatament en contacte amb el fabricant o distribuïdor.
- ✓ No s'ha d'agafar o transportar mai la botella per la seua vàlvula o regulador.
- ✓ No manipuleu amb les mans impregnades d'oli o greix.
- ✓ No apliqueu cremes en el rostre o vaselina en les fosses nasals i llavis dels pacients durant l'administració d'oxigen.